

## D2 Test d'attention concentrée

POPULATION : Personnes de plus de 15 ans

>>> **Auteur** : Dr R. Brickenkamp >>> **Éditeur d'origine** : Hogrefe Göttingen (Allemagne)

### L'évaluation des capacités de concentration

Développé, à l'origine, pour la mesure de l'aptitude à la conduite, le d2 est devenu l'un des tests de référence en matière de mesure de l'attention à travers toute l'Europe. Cette épreuve ne dépend pas de l'intelligence de la personne testée mais de son aptitude à discerner les détails. Elle a donc pour objectif de contrôler l'attention visuelle et la capacité de concentration et exige des sujets un effort d'attention visuelle concentrée.

### Un test visuel rapidement exploitable

Le d2 nécessite une aptitude à la concentration axée sur une stimulation visuelle externe. Sa réalisation est due à la coordination individuelle de fonctions de stimulation et de contrôle qui, dans ce test, se manifestent sous la forme de trois composantes du comportement :

#### > Le rythme et/ou la quantité :

Le volume d'information traité dans une unité de temps donnée (stimulation).

#### > La qualité positive :

Le soin et la précision de la prestation réalisée, qui est déterminée inversement au taux d'erreurs (contrôle).

#### > Le déroulement temporel de l'action :

Il permet de tirer des conclusions sur les spécificités du comportement, telles que l'excitation initiale, la constance ou l'instabilité, la saturation précoce, la fatigue et d'autres critères (contrôle).

L'aptitude à la concentration résulte donc de la coordination individuelle de ces composantes de comportement.

**Résumé** : Test de barrage qui évalue les capacités de concentration et d'attention visuelle, indépendamment de l'intelligence.

**Objectifs** : Le d2 évalue la capacité à discriminer des détails dans un temps restreint avec une mobilisation de la concentration. Le d2 nécessite une aptitude à la concentration axée sur une stimulation visuelle externe.

#### **Contextes d'utilisation :**

- > Recherche en psychologie clinique, psychologie pédagogique
- > Diagnostic et pharmacologie

#### **Professionnels concernés :**

- > Psychologues
- > Médecins
- > Psychomotriciens
- > Ergothérapeutes
- > Orthophonistes
- > Psychiatres

**Disponible également en** : allemand, anglais, croate, danois, néerlandais, hongrois, polonais, portugais, tchèque.

**Public testé** : Personnes de plus de 15 ans.

**Temps de passation** : 8 minutes.

#### **Matériel :**

- > Manuel
- > Feuille de test (avec une fiche d'instruction)
- > Feuille de profil
- > Jeu de deux grilles de correction